

# Scheda informativa CEPPI MICROBICI TITOLATI Brand Mecconti

Microrganismi liofilizzati in forma di pellet che, sciolti con la soluzione reidratante fornita, danno una sospensione a titolo noto. Si utilizzano per la semina quantitativa, quando è necessario conoscere il numero di UFC. I ceppi a concentrazione nota sono ideali per test di fertilità, test di selettività, quindi growth promotion testing, challenge test ecc.

## Caratteristiche:

- 3 passaggi (derivati con licenza da colture ATCC®) \*
- confezione singola, manipolazione facile e sicura
- conservazione a 2-8°C



### 3 tipologie

MicroPellets RT	MicroPellets RT10
Conformi a EP/USP: 10-100 UFC/dose	Conformi a EP/USP: 10-100 UFC/dose
10 dosi/pellet = 20 dosi/conf.	100 dosi/pellet = 200 dosi/conf.
2 pellet in provette singole	2 pellet in provette singole
2 provette x 1 ml di soluzione reidratante	2 provette x 10 ml di soluzione reidratante
Si utilizzano per la semina quantitativa, quando è necessario conoscere il numero di UFC.	

### MicroPellets RT Plus

Popolazioni da  $10^2$  a  $10^8$  per pellet

2 pellet in provette singole

2 provette da 1 ml di soluzione reidratante

Si utilizzano individualmente oppure in combinazione per test che richiedono popolazione mista. Possono essere utilizzati nell'ambito del controllo qualità per efficacia antimicrobica, test di letalità, determinazione del bioburden, validazione metodi e calibrazione

**MECCONTI**

ATCC Licensed Derivative

\* The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative® word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Mecconti s.à.r.l. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures. Kairosafe is licensed to use these trademarks and to sell licensed products manufactured under Mecconti brand. Look for the ATCC Licensed Derivative® emblem for products derived from ATCC® cultures.