

# KIT RAPIDI PER MICROBIOLOGIA



**HYDROSENSE**  
**MBS**  
**TSC**



# LISTINO PREZZI MICROBIOLOGIA RAPIDA

## INDICE

## Pagina

<b>Hydrosense Legionella Test</b>	<b>2</b>
• Hydrosense ONE Ultra/Multi Legionella Water test	2
• Hydrosense ONE Ultra Legionella Industrial Test	2
• Hydrosense PRO Ultra Legionella Water test	3
• Hydrosense PRO Ultra Legionella Swab Test	3
• Hydrosense PRO Ultra Legionella Industrial Test	3
<b>MBS Easy Test</b>	<b>4</b>
• Kit per analisi di campioni liquidi e solidi	4
• Tampone per prelievo superfici	4
• Accessori	4
• Lettore automatico	4
<b>SwabSure Test</b>	<b>5</b>
<b>Incubatori</b>	<b>5</b>

## HYDROSENSE Legionella Test

Test rapidi Lateral Flow per rilevare Legionella pneumophila nell'acqua e sulle superfici.  
Test semplice da usare, non necessita di ulteriore interpretazione.

Gli utilizzatori hanno accesso gratuito all'app Hydrosense Pro Smartphone Reader.  
Il sistema scansiona, registra e riporta i risultati e allerta in tempo reale i responsabili consentendo di agire rapidamente se viene rilevata la Legionella. Tutti i dati raccolti dall'app vengono archiviati centralmente e sincronizzati automaticamente con il portale, fornendo un set di dati sicuro e affidabile per l'analisi e la mitigazione del rischio e le previsioni delle tendenze future.

### HYDROSENSE Legionella ONE Test



Codice	Descrizione	Conf,	
<b>Hydrosense ONE Ultra/Multi Legionella Siergograppo 1 Water test.</b>			
Il test più flessibile, i campioni possono essere prelevati da qualunque punto di prelievo. Utilizza la tecnologia filtrante Hydrosense per isolare i batteri. Ideale per aree ad alto rischio come torri di raffreddamento, serbatoi d'acqua, fontane, docce, lavandini, spa e piscine.			
100198	<b>Hydrosense ONE Ultra Legionella Water test</b> Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1	1 test	
100198-M	Campione: 250 ml acqua da qualunque punto di prelievo. Sensibilità 100 CFU/L Risultati in situ in 25-35 minuti	5 test	
100254	<b>Hydrosense ONE Multi Legionella Water test</b> Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1	1 test	
100254-M	Campione: 250 ml acqua Sensibilità 1000 CFU/L, avvalendosi della scheda di valutazione fornita è possibile valutare un indice di rischio pari o superiore a 1.000 CFU/L o 10000 CFU/L. Risultati in situ in 25-35 minuti	5 test	
<b>Hydrosense ONE Ultra Legionella Siergograppo 1 Industrial Test.</b>			
Ideale dove il campionamento ripetuto è necessario. Utilizza la tecnologia filtrante Hydrosense, per isolare i batteri. L'acqua viene raccolta tramite un punto di campionamento. Consigliato per aree ad alto rischio.			
100182	<b>Hydrosense ONE Ultra Legionella Industrial Test</b> Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1	5 test	
	Campione: 250 ml acqua prelevata con l'apposito dispositivo di attacco alle tubature fornito nel kit Sensibilità 100 CFU/L Risultati in situ in 25-35 minuti		
100264	<b>Hydrosense ONE Multi Legionella Industrial Test</b> Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1	5 test	
	Campione: 250 ml acqua prelevata con l'apposito dispositivo di attacco alle tubature fornito nel kit Sensibilità 1000 CFU/L, avvalendosi della scheda di valutazione fornita è possibile valutare un indice di rischio pari o superiore a 1.000 CFU/L o 10000 CFU/L. Risultati in situ in 25-35 minuti		

# HYDROSENSE Legionella PRO Test



Codice	Descrizione	Conf,	
<p><b>Hydrosense PRO Ultra Legionella Water test Siergogruppi 1-15.</b>                      Il test più flessibile, i campioni possono essere prelevati da qualunque punto di prelievo. Utilizza la tecnologia filtrante Hydrosense per isolare i batteri. Ideale per aree ad alto rischio come torri di raffreddamento, serbatoi d'acqua, fontane, docce, lavandini, spa e piscine.</p>			
500500	<p><b>Hydrosense PRO Ultra Legionella Water Test</b>                      Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1-15</p>	1 test	
500500-M	<p>Campione: 250 ml acqua da qualunque punto di prelievo.                      Sensibilità 100 CFU/L                      Risultati in situ in 25-35 minuti</p>	5 test	
<p><b>Hydrosense PRO Ultra Legionella Swab Test Siergogruppi 1-15.</b>                      Consente il campionamento di biofilm, dove Legionella tipicamente cresce. Molto utile per localizzare la fonte di infezione. Il campione viene raccolto tamponando la superficie dove è presente il biofilm. Consigliato per testare superfici di torri di raffreddamento, serbatoi d'acqua, lavelli, docce, irrigatori, purificatori d'aria, umidificatori ecc.</p>			
500502	<p><b>Hydrosense PRO Ultra Legionella Swab Test</b>                      Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1-15</p>	1 test	
500502-M	<p>Campione: biofilm, superfici 10 cm<sup>2</sup>                      Sensibilità 200 CFU/area                      Risultati in situ in 25-35 minuti</p>	5 test	
<p><b>Hydrosense PRO Ultra Legionella Industrial Test Kit Siergogruppi 1-15.</b>                      Ideale dove il campionamento ripetuto è necessario. Utilizza la tecnologia filtrante Hydrosense, per isolare i batteri. L'acqua viene raccolta tramite un punto di campionamento. Consigliato per aree ad alto rischio.</p>			
500501	<p><b>Hydrosense PRO Ultra Legionella Industrial Test Kit</b>                      Test altamente sensibile per Legionella pneumophila serogroup 1-15</p>	5 test	
	<p>Campione: 250 ml acqua prelevata con l'apposito dispositivo di attacco alle tubature fornito nel kit                      Sensibilità 100 CFU/L                      Risultati in situ in 25-35 minuti</p>		

## MBS Easy Test

Test rapido per la ricerca selettiva e la quantificazione di microrganismi su superfici o campioni solidi e liquidi. **Letture visiva del risultato, con possibilità di integrazione con un lettore automatico.**



Codice	Descrizione	Conf.
<b>Kit per analisi di campioni liquidi e solidi</b>		
CBT-L01 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Carica batterica totale	20 pz
CO-L02 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Coliformi totali	20 pz
EC-L22 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Escherichia coli	20 pz
EB-L03 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Enterobacteriaceae	20 pz
SP-L04 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Staphylococcus aureus	20 pz
PAO-L05 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Pseudomonas aeruginosa	20 pz
SL-L06 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Salmonella spp.	20 pz
LY-L07 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Listeria spp.	20 pz
EF-L09 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Enterococcus faecalis	20 pz
SC-L11 *	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Lieviti (Saccharomyces)	20 pz
ESL-A32	Preparato monodose per Brodo di Arricchimento selettivo di Salmonella	10 pz
<b>Tampone per prelievo superfici, da utilizzare in abbinamento ai suddetti kit MBS-HCCP&amp;Acque Easy Test</b>		
TM-A14	MBS-HCCP&Acque Easy Test - Superfici. Flacone con tappo provvisto di tamponcino sterile	20 pz

### Accessori

Codice	Descrizione	Conf.
PP-A12	Pipetta Pasteur sterile da 2 ml. Conf. singola	12 pz
PS-A13	Pinzetta anatomica sterile. Conf. singola	12 pz

### Lettore automatico (opzionale)

Per la lettura automatizzata di MBS-HCCP&Acque Easy Test. Regolazione automatica della temperatura differenziale per ogni postazione. Con software.



Codice	Descrizione	Conf.
MR-A20	Lettore automatico, software gestionale incluso	1 pz

## SwabSure Test

Test cromogenico per la ricerca di: Coliformi, Listeria ceppi patogeni, Listeria spp e Salmonella. Costituito da tamponcini per il prelievo ambientale e brodo di coltura che cambia colore in caso di crescita batterica.



Codice	Descrizione	Conf.
SS-L01 *	<b>SwabSure Listeria P.</b> Tamponi preumidificati con soluzione neutralizzante + Terreno cromogenico specifico per ceppi patogeni di Listeria	81 pz
SS-L02 *	<b>SwabSure Listeria spp.</b> Tampone preumidificato in provetta + Terreno cromogenico specifico per Listeria spp.	100 pz
SS-L03 *	<b>SwabSure Salmonella.</b> Tampone preumidificato in provetta + Terreno cromogenico specifico per Salmonella	100 pz
SS-L04 *	<b>SwabSure E.Coli/Coliformi.</b> Tampone preumidificato in provetta + Terreno cromogenico specifico per E.Coli/Coliformi	100 pz

## Incubatori

Strumenti utili per l'incubazione dei kit rapidi per patogeni.



Codice	Descrizione	Conf.
H2200-H-E	Mini incubatore MyTemp . Riscalda. Da RT+1° a 60°C. 2 ripiani. Capacità 20 litri	1 pz
70700R	Mini-incubatore Cultura M, per microbiologia. Con porta trasparente, 1 ripiano, 1 portaprovette (25-30 mm) termometro, temperatura regolabile tra 25 e 45°C. Dimensioni Int.: L 220 x A 120 x P 150 mm. Peso: 1,1 kg	1 pz



### **Scopri tutta la nostra gamma prodotti per microbiologia e LAL test**

- Ceppi microbici e Kit per la crio-conservazione
- Terreni di coltura in polvere e pronti all'uso
- Monitoraggio e campionamento delle superfici
- Microbiologia rapida
- Identificazione biochimica
- Dischi per antibiogramma
- Kit per ricerca allergeni e residui antibiotici
- Kit latte
- Indicatori biologici e chimici e buste di sterilizzazione
- LAL test, reagenti e consumabili
- Plasticheria
- Filtrazione, attrezzature e consumabili
- Strumentazione

**[www.kairosafe.it](http://www.kairosafe.it)**

**Registrati al nostro sito per:**

- **vedere tutti i prezzi**
- **scaricare info tecniche sui prodotti e le guide tecniche**
- **rimanere aggiornato sulle offerte promo**

Customer service: Telefono 040 2907149 - 299502 e-mail [info@kairosafe.it](mailto:info@kairosafe.it)

**Kairosafe Srl**

Loc. Sistiana 41D

34011 Duino Aurisina (TS)

