


# IDENTIFICAZIONE MICROBICA

## REAGENTI E COLORANTI



# CATALOGO IDENTIFICAZIONE MICROBICA

## INDICE

## Pagina

---

**Reagenti e dischetti**

**2**

---

**Coloranti**

**4**

---

**Sistemi per microaerofilia e anaerobiosi**

**4**

---

## REAGENTI E DISCHETTI



Codice	Descrizione	Confezione
BDN6	Dischetti neutri di carta	5 cartucce x 50 dischi
E110100 BDN6	Dischetti neutri di carta 6 mm. Sterili per irraggiamento	5 cartucce x 50 dischi
TRG90001	Dispenser singolo per espellere i dischetti dalle cartucce	10 pz
22097	Olio di Vaselina (paraffina liquida)	100 ml

Codice	Descrizione	Utilizzo	Confezione
O1/129-10 *	Agente vibriostatico O129 10 µg	Differenziazione di Vibrio spp sulla base della sensibilità all'agente vibrio-statico O129 (2,4-diamino-6,7-di-isopropilpteridina fosfato)	5 cartucce x 50 dischi
O2/129-150 *	Agente vibriostatico O129 150 µg	Differenziazione di Vibrio spp sulla base della sensibilità all'agente vibrio-statico O129 (2,4-diamino-6,7-di-isopropilpteridina fosfato)	5 cartucce x 50 dischi
75554-50EA-F *	Aminopeptidase Test	Determinazione batteri gram +, tramite la rilevazione di L-alanine aminopeptidase (assente nei gram +). Non sostituisce il test di gram classico	50 strip
B004 *	Bacitracin 0,04 U	Differenziazione degli streptococchi del Gruppo A di Lancefield dagli altri streptococchi beta emolitici appartenenti a Gruppi diversi	5 cartucce x 50 dischi
O/NPG *	Beta Galattosidasi Test Disc	Differenziazione di microrganismi produttori di beta-galattosidasi (Coliformi)	5 cartucce x 50 dischi
9002	Catalasi Test. Soluzione di perossido di idrogeno al 3%	Differenziazione di microrganismi catalasi + (Staphylococcus) e catalasi - (Enterococcus, Streptococcus)	10 x 2 ml
9016	Coagulasi Test. Plasma di coniglio	Determinazione degli Stafilococchi coagulasi +	5 x 2 ml
9000 *	Germ Tube Test. Siero di cavallo	Conferma di Candida albicans	10 x 2 ml

Codice	Descrizione	Utilizzo	Confezione
6319	Kovacs' Reagent / Indole Test	Conferma microrganismi che producono indolo da triptofano (E. coli)	100 ml
9019	Nessler Reagent ISO 16266:2006	Conferma microrganismi che producono ammoniaca da acetamide (Pseudomonas aeruginosa)	10 x 2 ml
NIT *	Nitrocefin	Rilevazione di batteri che producono beta-lattamasi	5 cartucce x 50 dischi
NV-5 *	Novobiocin 5 µg	Differenziazione di specie di stafilococchi coagulasi -	5 cartucce x 50 dischi
OP5 *	Optochin 5 µg	Differenziazione di Streptococcus pneumoniae dagli altri streptococchi alfa-emolitici	5 cartucce x 50 dischi
OXI	Ossidasi Test Disc	Determinazione microrganismi citocromo-ossidasi +	5 cartucce x 50 dischi
OXI/S	Ossidasi Test Strip	Determinazione microrganismi citocromo-ossidasi +	50 strip
9010	Ossidasi Test Reagent	Determinazione microrganismi citocromo-ossidasi + (es. Legionella pneumophila) e - (es. Enterobatteri). Da usare su dischetti neutri BDN6	5 x 1 ml
TN1519 *	Acid Phosphatase reagent (Fosfatasi Acida),	Per conferma Clostridium perfringens ISO 14189	90 test
74226-1SET-F *	Plasma coniglio EDTA liofilizzato per test coagulasi	Conferma di Staphylococcus aureus	6 x 3 ml
PYR	Pyrrolidonyl Aminopeptidase Test Disc	Rilevazione attività della pirrolidonil arilamidasi in Streptococcus pyogenes (group A strep), Enterococcus spp., alcuni Stafilococchi gram - e alcune Enterobacteriaceae	5 cartucce x 50 dischi
PYR/S	Pyrrolidonyl Aminopeptidase kit rapido	Rilevazione attività della pirrolidonil arilamidasi in Streptococcus pyogenes (group A strep), Enterococcus spp., alcuni Stafilococchi gram - e alcune Enterobacteriaceae	50 strip + 1 x 2,5 ml
SPS	Sodio polianetolo solfonato	Identificazione di Peptostreptococcus anaerobius	5 cartucce x 50 dischi
XFAC *	X Factor Disc	Differenziazione di Haemophilus	5 cartucce x 50 dischi
VFAC *	V Factor Disc	Differenziazione di Haemophilus	5 cartucce x 50 dischi
X+VFAC *	X+V Factor Disc	Differenziazione di Haemophilus	5 cartucce x 50 dischi

## COLORANTI



Codice	Descrizione	Confezione
8000	GRAM: Oxalate Crystal Violet Solution + Lugol + Decolorizer Acetone Ethanol + Safranin Solution	4 x 250 ml
8001	Fucsina Fenica	4 x 250 ml
8002	Soluzione Decolorante Acetone / Etanolo	4 x 250 ml
8003	Fucsina Basica Carbol Sol	4 x 250 ml
8004	Violetto di Genziana	4 x 250 ml
8005	Lugol	4 x 250 ml
8006	Methylene Blue / Blu di Metilene	4 x 250 ml
8007	Cristalvioletto Ossalato	4 x 250 ml
8008	Safranina	4 x 250 ml
8009	Auramina / Rodamina	4 x 250 ml
8010	Colorazione di Schaeffler & Fulton	4 x 250 ml
8011	Acido Cloridrico / Etanolo	4 x 250 ml
8015	Loeffler Colorazione Blu di Metilene	4 x 250 ml

## SISTEMI MICROAEROFILIA E ANAEROBIOSI



Codice	Descrizione	Confezione
260680	BD GasPak EZ Campy Container System Sachet. Sistema per la rapida produzione di un ambiente microaerofilo nei GasPak Containers	20 pz
260678	BD GasPak EZ Anaerobe Container System Sachet. Sistema per la rapida produzione di un ambiente anaerobio nei GasPak Containers	20 pz
260679	BD GasPak EZ CO2 Container System Sachet. Sistema per la rapida produzione di un ambiente ricco di CO2 (uguale o maggiore al 2,5%) nei GasPak Containers	20 pz
260683	BD GasPak EZ Anaerobe Pouch System. Kit completo per rapida produzione ambiente anaerobio. Include: sacchetti con chiusura zip per 1-4 piastre e sistemi per produzione atmosfera anaerobia, attivati direttamente con l'aria, indicatore di anaerobiosi	20 pz



### **Scopri tutta la nostra gamma prodotti per microbiologia e LAL test**

- Ceppi microbici e Kit per la crio-conservazione
- Terreni di coltura in polvere e pronti all'uso
- Monitoraggio e campionamento delle superfici
- Microbiologia rapida
- Identificazione biochimica
- Dischi per antibiogramma
- Kit per ricerca allergeni e residui antibiotici
- Kit latte
- Indicatori biologici e chimici e buste di sterilizzazione
- LAL test, reagenti e consumabili
- Plasticheria
- Filtrazione, attrezzature e consumabili
- Strumentazione

**[www.kairosafe.it](http://www.kairosafe.it)**

**Registrati al nostro sito per:**

- **vedere tutti i prezzi**
- **scaricare info tecniche sui prodotti e le guide tecniche**
- **rimanere aggiornato sulle offerte promo**

Customer service: Telefono 040 2907149 - 299502 e-mail [info@kairosafe.it](mailto:info@kairosafe.it)

**Kairosafe Srl**

Loc. Sistiana 41D

34011 Duino Aurisina (TS)

